

Anticorpo Policlonale Pfkfb2 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O60825

Numero articolo: CM0025596



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PFKFB2 umano, validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della regolazione della glicolisi nel tessuto cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PFKFB2 Rabbit pAb
Note/Alias	PFK-2/FBPase-2; PFKFB2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5208
GeneID	5208
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 446-505 di PFKFB2 umano (NP_006203.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O60825
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio