


Anticorpo Monoclonale Coniglio Pfkfb3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

Numero articolo: CM0006089



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio PFKFB3 di alta qualità, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con PFKFB3 (60kDa) umano e murino, un regolatore chiave della glicolisi. Ideale per la ricerca sul metabolismo tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio PFKFB3
Note/Alias	PFK2, IPFK2, iPFK-2, PFKFB3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5209
Gene ID	5209
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q16875
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio