

Pgk1 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - P00558

Numero articolo: CM0002571



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato contro la PGK1 umana (Fosfoglicerato chinasi 1), adatto per Western blot e ELISA. Ha reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi sulla glicolisi, la funzione mitocondriale e la motilità spermatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PGK1 Rabbit mAb
Note/Alias	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	5230
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P00558
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio