

Pgm1 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - P36871

Numero articolo: CM0028413



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla Fosfoglucomutasi-1 (PGM1) umana. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del glucosio e sulla malattia da accumulo di glicogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PGM1 Coniglio pAb
Note/Alias	CDG1T; GSD14; PGM1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5236
Gene ID	5236
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della PGM1 umana (NP_002624.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P36871
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio