

Anticorpo Monoclonale Coniglio Phd3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H6Z9

Numero articolo: CM0003927

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio PHD3 di alta qualità validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano e topo. Strumento essenziale per la ricerca sull'ipossia, il cancro e la ferroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio PHD3
Note/Alias	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	112399
GenelD	112399
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza entro gli amminoacidi 1-100 di PHD3 umano (NP_071356.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9H6Z9
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio