


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phf21A Per Wb Ed Elisa - Q96Bd5

Numero articolo: CM0025241



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PHF21A validato per Western blot ed ELISA. Rileva PHF21A umano, di topo e di ratto, un componente del corepressore BHC coinvolto nella repressione genica neuronale e nella modifica della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PHF21A Rabbit pAb
Note/Alias	BHC80; NEDMS; BM-006; IDDBCS; PHF21A
Specie	Umano
ID Gene	51317
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 461-680 di PHF21A umano (NP_001095272.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96BD5
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio