


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro Phospho-A-Sinucleina-S129 Per Wb, Elisa - P37840

Numero articolo: CM0001863



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Phospho- α -Sinucleina-S129 convalidato per WB e ELISA in uomo, topo, ratto. Colpisce la serina 129 fosforilata dell'alfa-sinucleina (SNCA), un punto chiave per la ricerca sulla malattia di Parkinson. - P37840

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho- α -Sinucleina-S129 Rabbit pAb
Note/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4; Phospho- α -Synuclein-S129
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6622
ID gene	6622
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla S129 dell'alfa-sinucleina umana (NP_000336.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P37840
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio