


Fosfo-A-Sinucleina-Y133 Pab Coniglio Per Wb, Elisa - P37840

Numero articolo: CM0000937



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Fosfo- α -Sinucleina-Y133 validato per WB e ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. Utile per investigare l'attività sinaptica, la neurotrasmissione della dopamina e i disturbi neurodegenerativi come il morbo di Parkinson e la malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo- α -Sinucleina-Y133 pAb coniglio
Note/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4; Fosfo- α -Sinucleina-Y133
Specie	Umano
GeneID (umano)	6622
GeneID	6622
Immunogeno	Peptide sintetico fosfo-specifico corrispondente ai residui circostanti Y133 dell'alfa-sinucleina umana
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P37840
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio