


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Acc1 (Ser79) Per Wb, Elisa - Q13085

Numero articolo: CM0001118



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro fosfo-ACC1 (Ser79) validato per WB e ELISA; reagisce con ACC1 umano, murino e di ratto; adatto per la ricerca sul metabolismo degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-ACC1-S79 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Specie	Uomo
ID gene	31
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico fosforilato intorno alla S79 dell'ACC1 umano (NP_942133.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13085
Peso proteico	266kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio