


Polimab® Rabbit Phospho-Acc1/Acc2-S79 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13085 / 000763

Numero articolo: CM0000751



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante rabbit fosfo-specifico che rileva l'acetyl-CoA carbossilasi 1/2 fosforilata alla Ser79. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-ACC1/ACC2-S79 Rabbit PolymAb®
Annotazioni/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; Phospho-Acetyl CoA Carboxylase-S79
Specie	Umana
ID gene (umano)	31/32
ID gene	31/32
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla S79 dell'Acetyl CoA carbossilasi umana.
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q13085/000763
Peso proteico	265kDa
Spedizione	Ghiaccio secco