


Fosfo-Acly-S455 Coniglio Mab Per Wb Ihc-P Elisa - P53396

Numero articolo: CM0001626



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico che si lega all'ACLY umana Ser455, validato per Western blot (WB), immunohistochemistry (IHC-P) e ELISA. Cross-reagisce con topo di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico e sulla segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-ACLY-S455 Coniglio mAb
Note/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; Fosfo-ACLY-S455
Specie	Umano
GeneID (Umano)	47
GeneID	47
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato attorno a S455 dell'ACLY umana (NP_001087.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P53396
Peso Proteico	121kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio