


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Acly-S455 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P53396

Numero articolo: CM0000515



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ACLY umano fosforilato in Ser455. Validato per WB, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-ACLY-S455
Osservazioni/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	47
ID Gene	47
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico intorno a S455 di ACLY umano (NP_001087.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P53396
Peso Proteico	121kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio