

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Akt (S473) Per Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numero articolo: CM0001587



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-Akt (S473) validato per WB ed ELISA. Rileva specificamente i livelli endogeni di Akt solo quando fosforilata a Ser473 di origine umana, murina e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione PI3K/AKT nel cancro e nel metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-Akt-S473 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
Specie	Umano
GeneID (Umano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a S473 di AKT1 umana (NP_005154.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio