

Fosfo-Akt-S473 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y9243

Numero articolo: CM0000663



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che riconosce Akt1, Akt2 e Akt3 fosforilati a Ser473. Validato per Western blot, immunohistochemistry e ELISA su campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Akt-S473 pAb Coniglio
Note/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Fosfo-Akt-S473
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	207/208/10000
Gene ID	207/208/10000
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P31749/P31751/Q9Y9243
Peso Proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio