

Fosfo-Akt-Y315 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numero articolo: CM0001715



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-Akt-Y315 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce l'Akt umano, murino e di ratto fosforilato in Y315. Adatto per lo studio della via PI3K/Akt nel cancro e nel metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Akt-Y315 Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb)
Note/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Fosfo-Akt-Y315
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	207/208/10000
ID Gene	207/208/10000
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide fosforilato sintetico intorno a Y315 dell'AKT1 umano (NP_001014431.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso Proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio