

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Akt1-S124 Per Wb Ed Elisa - P31749

Numero articolo: CM0001936



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce l'AKT1 umano fosforilato in serina 124. Validato per Western blot ed ELISA. Adatto per lo studio della segnalazione di AKT nei percorsi del cancro, del metabolismo e della sopravvivenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-AKT1-S124
Note/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S124
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	207
Gene ID	207
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno alla S124 di Akt1 umano (P31749).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca refrigerante