

Fosfo-Akt1-S129 Rabbit Mab Per Wb E Elisa - P31749

Numero articolo: CM0001918



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro AKT1 fosforilata a Ser129, convalidato per western blot e ELISA con campioni umani. Ideale per lo studio della segnalazione AKT nella ricerca sul cancro, sul metabolismo e sulla sopravvivenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-AKT1-S129 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-AKT1-S129
Specie	Umano
Gene ID	207
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S129 di Akt1 umana (P31749)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio