

Phospho-Akt1-S129 Rabbit Pab Per Wb, Elisa - P31749

Numero articolo: CM0000989



introduzione

Phospho-AKT1-S129 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio, validato per WB e ELISA. Riconosce specificamente la serina 129 fosforilata dell'AKT1 umano, adatto per lo studio delle vie di segnalazione AKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-AKT1-S129 Rabbit pAb
Note/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S129
Specie	Umano
GeneID (umano)	207
GeneID	207
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno alla S129 dell'Akt1 umano (NP_005154.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio