

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Akt1-S473 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Numero articolo: CM0001804



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico contro AKT1 umano fosforilato in S473. Adatto per WB, IHC-P e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione di AKT nel cancro e nel metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-AKT1-S473 Rabbit pAb
Note/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	207
ID gene	207
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla posizione S473 di Akt1 umano (NP_005154.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31749
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio