

Pab Di Coniglio Phospho-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numero articolo: CM0000821



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfospecifico contro AKT1-T308, AKT2-T309 e AKT3-T305. Convalidato per WB e ELISA con reattività per uomo, topo e ratto. Per la ricerca sulla segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Annotazioni/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato intorno alla T308 dell'AKT1 umano (NP_005154.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio