

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 Per Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numero articolo: CM0001750



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 validato per Western blot ed ELISA. Rileva le isoforme fosforilate di AKT umane e murine, adatto per la ricerca sul signaling cellulare e in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Note/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Fosfo-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Specie	Umano
GeneID (Umano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno a T308 di AKT1 umano (NP_005154.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso Proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio