

Fosfo-Akt1-T450 + Akt2-T451 + Akt3-T447 Mab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numero articolo: CM0000773



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che rileva AKT1 fosforilata a Thr-450 e AKT2/AKT3 nei siti equivalenti. Adatto per WB, IHC-P ed ELISA; cross-reagisce con le isoforme AKT umane, murine e ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione PI3K/AKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-AKT1-T450 + AKT2-T451 + AKT3-T447 mAb di coniglio
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	207/208/10000
ID Gene	207/208/10000
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico fosforilato attorno a T450 di Akt umana)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso proteico	48KDa/51KDa/55KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio