


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Akt1S1/Pras40-T246 Per Wb, Elisa - Q96B36

Numero articolo: CM0000766



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce l'AKT1S1/PRAS40 umano fosforilato in Thr246. Validato per WB ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione mTORC1, del metabolismo tumorale e delle vie di risposta all'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246
Note/Alias	Lobe; PRAS40
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84335
GeneID	84335
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno alla T246 di AKT1S1/PRAS40 umano (NP_001265088.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96B36
Peso Proteico	27 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio