


Fosfo-Akt2 Specifico-S474 Coniglio Pab - P31751

Numero articolo: CM0001731



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che rileva AKT2 fosforilato su Ser474, validato per WB ed ELISA. Ideale per studiare la segnalazione dell'insulina, il metabolismo del glucosio e le vie di sopravvivenza delle cellule tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-AKT2 specifico-S474 Coniglio pAb
Note/Alias	PKBB; PRKBB; HIHGHH; PKBBETA; RAC-BETA; Fosfo-AKT2 specifico-S474
Specie	Umano
GeneID (umano)	208
GeneID	208
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P31751
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio