

Pab Di Coniglio Phospho-Alk-Y1096 Per Wb, Elisa - Q9Um73

Numero articolo: CM0001181



introduzione

Phospho-ALK-Y1096 Rabbit pAb: Rileva ALK fosforilato sulla tirosina 1096 in campioni umani. Convalidato per WB e ELISA. Fondamentale per lo studio della segnalazione di ALK nella neurogenesi, nel bilancio energetico e nelle vie oncogeniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-ALK-Y1096
Annotazioni / Alias	ALK1; CD246; NBLST3; Phospho-ALK-Y1096
Specie	Umana
GeneID (Umana)	238
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y1096 dell'ALK umano (NP_004295.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9UM73
Peso proteico	176 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio