

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Alt-Rpl36-S140 - Alt-Rpl36

Numero articolo: CM0001784

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-alt-RPL36 (S140) validato per Western blot, dot blot ed ELISA in campioni umani. Ideale per rilevare eventi di fosforilazione in alt-RPL36 per supportare la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-alt-RPL36-S140 Rabbit pAb
Specie	Umano
Immunogeno	Peptide Fosforilato Sintetico (Un peptide sintetico fosforilato intorno a S140 di alt-RPL36)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
Spedizione	Sacca di ghiaccio