

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Alt-Rpl36-S142 - Anti-Alt-Rpl36 S142

Numero articolo: CM0000566

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro l'alt-RPL36 umano alla serina 142. Validato per applicazioni di Western blot, dot blot ed ELISA, adatto per lo studio dei processi regolatori dipendenti dalla fosforilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Phospho-alt-RPL36-S142
Specie	Umano
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a S142 di alt-RPL36
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
Spedizione	Sacca di ghiaccio