

Pab Di Coniglio Phospho-Alt-Rpl36-S19 - Alt-Rpl36

Numero articolo: CM0000634

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-alt-RPL36-S19 per WB, DB, ELISA. Rileva l'alt-RPL36 fosforilato alla Serina 19 in campioni umani. Adatto per studi di fosforilazione e ricerca sul signaling.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-alt-RPL36-S19 Rabbit pAb
Specie	Umana
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno alla posizione S19 di alt-RPL36
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività crociata	Umana
Spedizione	Sacco di ghiaccio