

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Alt-Rpl36-S22 - Alt-Rpl36

Numero articolo: CM0001167

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-alt-RPL36-S22 per WB, DB, ELISA. Rileva l'alt-RPL36 fosforilato in Ser22 in campioni umani. Ideale per studiare la dinamica della fosforilazione delle proteine ribosomiali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-alt-RPL36-S22
Specie	Umano
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato intorno a S22 di alt-RPL36
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
Spedizione	Sacca refrigerante