

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Ampk α 1-S485 Per Wb, Elisa - Q13131

Numero articolo: CM0001311



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-AMPK α 1-S485 validato per WB e ELISA. Rileva AMPK α 1 umano, murino e ratto fosforilato a S485, ~64kDa. Ideale per studi sulla segnalazione AMPK e sul metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-AMPK α 1-S485 Rabbit pAb
Note/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alfa 1; Phospho-AMPK α 1-S485
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5562
ID Gene	5562
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S485 di PRKAA1 umano (NP_006242.5).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13131
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio