

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Ampk $\alpha$ 1-S496 Per Wb, Elisa - Q13131

Numero articolo: CM0001645



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce AMPK $\alpha$ 1 fosforilato alla Serina496. Adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Convalidato su campioni umani e di topo. Spedito su ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Phospho-AMPK $\alpha$ 1-S496 Rabbit mAb                                                              |
| Note/Alias          | AMPK; AMPK $\alpha$ 1; AMPK alpha 1; Phospho-AMPK $\alpha$ 1-S496                                    |
| Specie              | Uomo                                                                                                 |
| ID gene (Uomo)      | 5562                                                                                                 |
| ID gene             | 5562                                                                                                 |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato intorno alla S496 di AMPK $\alpha$ 1 umana (Q13131). |
| Origine             | Coniglio                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi fosforilati                                                                                |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                            |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                 |
| SWISS               | Q13131                                                                                               |
| Peso proteico       | 64kDa                                                                                                |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                    |