

Fosfo-Ampk α 1-T183+Ampk α 2-T172 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio - Q13131 / P54646

Numero articolo: CM0001562



introduzione

Fosfo-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172 Anticorpo monoclonale di coniglio per WB ed ELISA. Rileva AMPK α attivata in campioni umani, di topo, di ratto. Supporta la ricerca sul metabolismo energetico, l'autofagia e le vie di segnalazione del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Fosfo-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172 Anticorpo monoclonale di coniglio
Osservazioni/Alias	AMPK α 1/AMPK α 2; Fosfo-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5562/5563
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno a T183/T172 di PRKAA1/PRKAA2 umano (NP_006242.5/NP_006243.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13131/P54646
Peso Proteico	64kDa/65kDa/62kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio