

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Ampka1-T183/Ampka2-T172 Per Wb, Elisa - Q13131 / P54646

Numero articolo: CM0000538



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che rileva la fosforilazione di AMPK α 1-T183 e AMPK α 2-T172. Convalidato per WB e ELISA in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo energetico e sulla segnalazione di AMPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-AMPK α 1-T183/AMPK α 2-T172 Rabbit pAb
Note/Alias	AMPK α 1/AMPK α 2; Phospho-AMPK α 1-T183/AMPK α 2-T172
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico intorno alla T183 della PRKAA1 umana (NP_006242.5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13131/P54646
Peso proteico	64kDa/65kDa/62kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio