

Fosfo-AP2M1-T156 Coniglio Pab Per Wb Ed Elisa - Q96Cw1

Numero articolo: CM0000520



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico contro AP2M1 fosforilato in Thr-156. Adatto per Western blotting ed ELISA con reattività umana e murina. Ideale per studiare l'endocitosi mediata dalla clatrina e la regolazione del complesso AP-2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-AP2M1-T156 Coniglio pAb
Note/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; Fosfo-AP2M1-T156
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1173
ID Gene	1173
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a T156 di AP2M1 umano (NP_001020376.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q96CW1
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio