

Anticorpo Policlonale (Pab) Di Coniglio Anti-Phospho-App-T668 Per Wb Ed Elisa - P05067

Numero articolo: CM0001965



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina precursore dell'amiloide (APP) fosforilata (Thr668) per Western blot ed ELISA. Rileva la fosfo-APP endogena in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-Phospho-APP-T668
Note/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; Phospho-APP-T668
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	351
ID Gene	351
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato attorno al residuo T668 dell'APP umana (NP_958817.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P05067
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio