


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Arhgef2-S886 Per Wb, Elisa - Q92974

Numero articolo: CM0001846



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ARHGEF2 fosforilato sulla Serina 886, validato per WB e ELISA in uomo, topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione delle Rho GTPasi, della migrazione cellulare e della risposta immunitaria innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-ARHGEF2-S886 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; Phospho-ARHGEF2-S886
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9181
GeneID	9181
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione S886 di ARHGEF2 umano (NP_001155855.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92974
Peso proteico	112kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio