

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-Ask1-T845 Per Wb, Db, Elisa - O35099

Numero articolo: CM0001929

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che rileva ASK1 fosforilato in Thr845. Validato per WB, DB, ELISA nel topo; rileva la chinasi attivata dallo stress di 155 kDa coinvolta nell'apoptosi e nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-ASK1-T845
Note/Alias	ASK; ASK1; MekK5; MAPKKK5; 7420452D20Rik
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	4217
ID Gene	26408
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a T845 di ASK1 di topo (NP_032606.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	O35099
Peso Proteico	155kDa
Spedizione	Sacca refrigerante