

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Atf-2 (Thr69/71)/Atf-7 (Thr51/53) Per Wb, Elisa - P15336/P17544

Numero articolo: CM0001230



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53) fosforilato. Validato per WB ed ELISA su campioni umani, adatto per lo studio della risposta al danno del DNA e della regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53) pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATFA; Fosfo-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1386/11016
GeneID	1386/11016
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a Thr69/71 e Thr51/53 della Fosfo-ATF-2/ATF-7 umana.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P15336/P17544
Peso proteico	54kDa/51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio