


Fosfo-Atf2 (T69/T71) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Numero articolo: CM0000866



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro ATF2 umano in Thr69/Thr71. Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per studiare apoptosi, trascrizione e risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-ATF2-T69/T71 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Fosfo-ATF2-T69/T71
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1386
GeneID	1386
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a T69 & T71 di ATF2 umano (NP_001871.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15336
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio