

Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Fosfo-Atf2-T71 Per Wb Ed Elisa - P15336

Numero articolo: CM0000690



introduzione

L'anticorpo monoclonale coniugato con fosfo-ATF2-T71 rileva l'ATF2 fosforilato in Thr71, validato per WB ed ELISA con reattività crociata su topo. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione e sul danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniugato con fosfo-ATF2-T71
Note/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Fosfo-ATF2-T71
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1386
GeneID	1386
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P15336
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacca refrigerante