

Phospho-Atf2-T71 Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Numero articolo: CM0000579



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per ATF2 fosforilata a Thr71. Validato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con umano, topo, ratto. Utilizzato per la ricerca sulla trascrizione e sui danni al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-ATF2-T71 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T71
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1386
ID Gene	1386
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a T71 di ATF2 umano (NP_001871.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross-Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15336
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio