


Mab Di Coniglio Phospho-Atr-S428 - Q13535

Numero articolo: CM0001558



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che mira all'ATR umano in S428, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Essenziale per la ricerca sul checkpoint del danno al DNA e sull'integrità dell'involucro nucleare, con un peso proteico di 301 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Phospho-ATR-S428
Note/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Specie	Umano
GeneID (Umano)	545
GeneID	545
Immunogeno	Peptide sintetico, un peptide fosforilato sintetico intorno a S428 dell'ATR umano (NP_001175.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13535
Peso Proteico	301 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio