


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Fosfo-Atr-S428 Per Wb Ed Elisa - Q13535

Numero articolo: CM0001807



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-ATR-S428 validato per WB, ELISA. Rileva ATR umano fosforilato in serina 428, una chinasi checkpoint critica per il danno al DNA. Ideale per la ricerca sullo stress genotossico e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-ATR-S428
Note/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Fosfo-ATR-S428
Specie	Umano
ID Gene	545
Immunogeno	Peptide sintetico / Un peptide fosforilato sintetico intorno a S428 di ATR umano (NP_001175.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13535
Peso Proteico	301 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio