


Pab Coniglio Phospho-Atr-S428 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13535

Numero articolo: CM0001761



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per ATR fosforilato alla Serina428. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, con reattività trasversale in uomo, topo e ratto. Uno strumento essenziale per la ricerca sui checkpoint del danno al DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio Phospho-ATR-S428
Annotazioni/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	545
GeneID	545
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione S428 dell'ATR umano (NP_001175.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13535
Peso proteico	301kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato