


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Atr-T1989 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13535

Numero articolo: CM0000712



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-ATR-T1989 rileva l'ATR fosforilata in T1989. Validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Essenziale per la ricerca sulla risposta al danno al DNA, la segnalazione dei checkpoint e la stabilità del genoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-ATR-T1989
Note/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Fosfo-ATR-T1989
Specie	Umano
GeneID (umano)	545
GeneID	545
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13535
Peso Proteico	301kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio