


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Aurka (Thr288) Per Wb Ed Elisa - O14965

Numero articolo: CM0000889



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la chinasi Aurora A fosforilata in Thr288. Validato per WB ed ELISA su campioni umani. Adatto per la ricerca sulla mitosi, la funzione del centrosoma e la segnalazione nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-AURKA-T288
Note/Alias	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; Fosfo-AURKA-T288
Specie	Umano
GeneID (umano)	6790
GeneID	6790
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a T288 di AURKA umana (NP_003591.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14965
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio