


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Axl (Y702) Per Wb, Elisa - P30530

Numero articolo: CM0001486



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico rivolto ad Axl sulla tirosina 702 (P30530). Convalidato per WB e ELISA, adatto per lo studio della segnalazione GAS6/AXL, della sopravvivenza cellulare e della risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Phospho-Axl-Y702 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Phospho-Axl-Y702
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	558
ID gene	558
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla Y702 di AXL umano (NP_068713.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P30530
Peso proteico	98 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio