

Anticorpo Policlonale Fosfo-B-Raf (S445) Per Wb, Elisa - P15056

Numero articolo: CM0001775



introduzione

Il pAb di coniglio Fosfo-B-Raf (S445) rileva il B-Raf endogeno solo quando fosforilato in S445. Validato per WB e ELISA con reattività umana e di ratto. Adatto per studi sul pathway delle MAP chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di coniglio Fosfo-B-Raf-S445
Note/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Fosfo-B-Raf-S445
Specie	Umana
GeneID (Umano)	673
GeneID	673
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico fosforilato intorno a S445 di BRAF umano (NP_004324.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Ratto
SWISS	P15056
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio