

Fosfo-B-Raf-S728 Coniglio Pab Per Wb - P15056

Numero articolo: CM0001593



introduzione

Fosfo-B-Raf-S728 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale di coniglio che mira alla B-Raf umana fosforilata in Ser728. Validato per WB ed ELISA, rileva una banda di 84kDa. Ideale per studiare la segnalazione MAPK e le mutazioni oncogeniche di BRAF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-B-Raf-S728 Coniglio pAb
Note/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Fosfo-B-Raf-S728
Specie	Umano
GeneID (umano)	673
GeneID	673
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S728 di BRAF umano (NP_004324.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15056
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio