

Phospho-Bad-S112 Rabbit Mab Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92934

Numero articolo: CM0001827



introduzione

Phospho-Bad-S112 Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale di coniglio che mira alla proteina umana Bad fosforilata in S112, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva Bad umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-Bad-S112 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	BBC2; BCL2L8; Phospho-Bad-S112
Specie	Umano
Gene ID	572
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide fosforo-specifico corrispondente ai residui circostanti S112 della Bad umana.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q92934
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio